



## Інструкція з використання контрольних розчинів сечі СПЛ КОНТРОЛЬ СЕЧІ-ССК

IN VITRO

Зберігати при 2-8°C

### Принцип методу

Принцип методу заснований на виявленні похибки в результатах шляхом порівняння отриманих результатів з наведеними в паспорті значеннями.

### Призначення

Набір «Контроль сечі-ССК» призначений для контролю правильності та відтворюваності результатів дослідження в сечі: білків (з сульфосаліциловою кислотою, тест-смужками), глюкози (глюкозоксидазним методом, якісним методом за реакцією Бенедікта, з тест-смужками), рН (з тест-смужками) в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях.

### Склад набору

1. Реагент 1. Контроль сечі 1 рівня.
2. Реагент 2. Контроль сечі 2 рівня.
3. Інструкція з використання.
4. Паспорт.

### Аналітичні характеристики

Компоненти з встановленими концентраціями:

1. Білок 0.1-0.8 г/л  $\pm 10\%$ .
2. Глюкоза 1.5-6.5 ммоль/л  $\pm 5\%$ .

Контрольний матеріал готовий до використання.

### Проведення аналізу

Перед використанням набір витримати при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.

Визначити концентрації аналітів в контролях сечі згідно інструкції до наборів.

### Вимоги безпеки

1. Категорично забороняється піпетування ротом.
2. Засобами індивідуального захисту при роботі з наборами є марлеві пов'язки та гумові рукавички.

### Зберігання та стабільність

Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим при 2-8°C, в захищеному від світла місці та запобігати забруднення під час його використання.

Не використовувати реактиви після закінчення терміну придатності (12 міс.).

### Ознаки погіршення реагентів

- Присутність часток і помутніння.