



Інструкція з використання набору реагентів для визначення кількості міді в сироватці або плазмі крові МІДЬ СпЛ

IN VITRO

Зберігати при 2-8°C

Набір розрахований на 50 визначень з урахуванням холостих і калібрувальних проб при витраті робочого розчину відповідно цієї методики.

Принцип методу

Прямий колориметричний тест без депротейнізації зразка. У кислому буфері, при рН 4.7 мідь вивільняється з білка-переносника церулоплазміну та утворює специфічний забарвлений комплекс з 3,5-DiBr-PAESA [4-(3,5-дібром-2-піриділазо)-N-етил-(3-сульфопропіл)-N-анілін]. Оптична щільність новоутвореного стабільного комплексу пропорційна вмісту міді, присутньої в зразку.

Клінічне значення

Двовалентна мідь утворює комплекси з білками. Головна функція цих комплексів - регуляція окислювально-відновних процесів. Найбільш відомі білки, які містять мідь, мають здатність зв'язувати і взаємодіяти безпосередньо з молекулярним киснем. У плазмі приблизно 95% міді пов'язане з α -2-глобуліном - церулоплазміном (оксидаза з фероксидазною активністю). Різноманітність умов дефіциту міді в людському організмі визнано. Дефіцит міді спостерігається при остеопорозі та інших кістково-суглобових захворюваннях, і, можливо, патології серцево-судинної і нервової системи. Дефіцит міді призводить до зниження антиоксидантного захисту організму. Підвищений рівень міді може бути токсичним.

Клінічний діагноз не повинен базуватися на одному показникові, необхідно враховувати клінічні та інші лабораторні дані.

Склад набору

- 1. Реагент 1.** Буфер: Ацетатний буфер рН 4.7 ≥ 1 ммоль/л.
- 2. Реагент 2.** Комплексон: 3,5-DiBr-PAESA – 0.4 ммоль/л.
- 3. Реагент 3.** Відновлювач: аскорбінова кислота.
- 4. Стандарт.** Розчин міді – 15.73 мкмоль/л.
5. Інструкція з використання.
6. Паспорт.

Аналітичні характеристики

1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.5 - 80 мкмоль/л. Відхилення від лінійності не перевищує 3%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 г/л та помножьте результат на два.
2. Чутливість не менш 0.5 мкмоль/л.
3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%.

Матеріал для дослідження

Сироватка або плазма крові. Досліджувані сироватки або плазми повинні бути ретельно відокремлені від формених елементів крові не пізніше, ніж через 1 годину після взяття крові. В якості антикоагулянта слід використовувати тільки гепарин. Уникайте використання мутних, ліпідних та гемолітичних зразків. Стабільність зразка: 24 години при 2-8°C, або 15 діб при -20°C.

Перелік необхідного устаткування

- Спектрофотометричне або колориметричне обладнання з довжиною хвилі 582 нм.
- Відповідні кювети з товщиною оптичного шару 1 см.
- Загальне лабораторне обладнання.

Підготовка реагентів

Перед використанням набір витримати при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. Приготування робочого реагенту **РР**: розчинити **Р3** в 50 мл **Р1**. Перемішати до повного розчинення.

РР стабільний протягом 15 діб при 2-8°C. Не використовуйте після появи помутніння.

Р2 Готовий до використання. Після відкриття, стабільний 90 днів при 2-8°C, якщо уникати забруднення та тримати в щільно закритому флаконі.

Проведення аналізу

1. Умови вимірювання:

довжина хвилі 582 нм (570-590)

кювета з товщиною оптичного шару 1 см

температура 37°C

2. Налаштувати прилад на нуль відносно дистильованої води.

3. Наповнення кювети: компоненти реакційної суміші відібрати та вносити в об'ємах, вказаних у таблиці.

	Холостий зразок	Стандартний зразок	Дослідний зразок
РР, мл	1.0	1.0	1.0
Дистильована вода, мкл	50	-	-
Стандарт, мкл	-	50	-
Зразок, мкл	-	-	50

4. Перемішати, виміряти оптичну щільність (E_1) дослідного зразка та стандарту проти холостого зразка

5. Додати

Р2, мкл	50	50	50
---------	----	----	----

Прим. Об'єми реагентів, стандарту та зразку можуть бути пропорційно змінені відповідно до робочого об'єму кювети використовуваного аналізатора.

6. Перемішати, інкубувати протягом 4-5 хв. при температурі 37°C.

7. Виміряти оптичну щільність (E_2) дослідного зразка та стандарту проти холостого зразка.

Забарвлення стабільне протягом 1 години при кімнатній температурі.

Розрахунок результатів

$$C_{дос} = \frac{(E_2 - E_1)_{досл} - (E_2 - E_1)_{хол}}{(E_2 - E_1)_{стандарт} - (E_2 - E_1)_{хол}} \times C_{ст}$$

де: $C_{дос}$ - концентрація міді в дослідному зразку, мкмоль/л.

$E_{дос}$ - оптична щільність дослідного зразка, одиниць оптичної щільності.

$E_{хол}$ - оптична щільність холостого зразка, одиниць оптичної щільності.

$E_{ст}$ - оптична щільність стандарту, одиниць оптичної щільності.

$C_{ст}$ - вміст міді в стандарті, 15.73 мкмоль/л.

Референтні величини

Грунтуючись на результатах досліджень, проведених лабораторіями, рекомендуємо користуватися нормами, приведеними нижче. Разом з тим, відповідно до правил GLP (Гарної лабораторної практики), кожна лабораторія повинна сама визначити для себе параметри норми, характерні для обстежуваної популяції.

Чоловіки 11.0 – 22.0 мкмоль/л = 0.7 – 1.40 мг/л

Жінки 12.6 – 24.4 мкмоль/л = 0.8 – 1.55 мг/л

Перехід в додаткові одиниці: мг/л x 15.73 = мкмоль/л.

Відтворюваність:

Значення, мкг/дл	Внутрисерійна (n=20)		Міжсерійна (n=20)	
	50,1	196,1	49,7	195,7
SD	1,1	1,43	1,20	2,20
CV, %	2,23	0,76	2,30	1,20

Порівняння методів

Точність: результати отримані при використанні реагентів СпайнЛаб (у), при порівнянні з іншими комерційними реагентами (х) систематичних відхилень не виявлено.

Порівняння було проведено на 80 зразках.

Результати:

Коефіцієнт кореляції (r)²: 1,00

Рівняння регресії: $y=1,03x + 0,25$

Результати характеристик точності залежать від аналізатору, що використовується.

Специфічність

Не впливає білірубін до 15 мг/дл, гемоглобін – до 0,5г/дл, тригліцериди – до 1000 мг/дл.

Контроль якості

Контроль якості рекомендується здійснювати, використовуючи наступний контрольний матеріал: «SPINTROL N, P людська» (Іспанія). Якщо значення контролю виходять за межі встановленого діапазону, перевірте апаратуру, реактиви та можливі технічні проблеми.

Кожна лабораторія повинна встановити свої власні схеми контролю якості та коригуючі дії, якщо контроль не відповідає допустимим нормам.

Зберігання та стабільність

Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим при 2-8°C, в захищеному від світла місці та запобігати забруднення під час його використання.

Не використовувати реактиви після закінчення терміну придатності 12 міс.

Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25°C.

Допускається транспортування при середньодобовій температурі 37°C не більше 72 годин.

Ознаки погіршення реагентів

- Присутність часток і помутніння.

Примітки:

1. Мідь Стандарт. Працюйте обережно з цим реагентом, оскільки за своєю природою він легко може забруднитися.
2. Рекомендовано використовувати одноразові витратні матеріали. Скляний посуд повинен ретельно митися у водному розчині 1 н соляної кислоти, а потім ретельно бути промитий дистильованою водою (до 10 разів).
3. Використовуйте одноразові наконечники для дозатора.