



Інструкція
з використання набору реагентів
для визначення активності фактора VIII в плазмі крові
Фактор VIII-тест

IN VITRO

Тільки для професійного використання.

Зберігати при 2-8°C

Принцип методу

Визначають час згортання плазми крові в суміші, що містить дефіцитну по фактору VIII плазму, розведену досліджувану плазму і АПТЧ-реагент, в присутності іонів кальцію. Кількісне визначення активності фактора VIII виконують за графіком залежності активності фактора VIII (в%) від часу згортання в АПТЧ-тесті.

Призначення

Набір Фактор VIII-тест призначений для визначення активності фактора VIII в плазмі крові. Визначення фактора VIII використовується для діагностики гемофілії А, для контролю замісної терапії хворих на гемофілію А концентратами фактора VIII, а також для діагностики тромбофілії, обумовленої підвищеним рівнем фактора VIII.

Склад набору

1. Плазма дефіцитна по фактору VIII.
2. Плазма калібрувальна.
3. АПТЧ-реагент.
4. Кальцію хлорид 0.025 М.
5. Інструкція з використання.
6. Сертифікат якості.

Аналітичні характеристики

Лінійність визначення фактора VIII знаходиться в діапазоні від 1 до 100%. Коефіцієнт варіації результатів визначення не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення активності фактора VIII в одній пробі плазми різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Тест чутливий до присутності в крові антикоагулянтів.

Перелік необхідного устаткування

- коагулометр (при відсутності коагулометра- секундомір, термобаня на 37°C);
- центрифуга лабораторна;
- піпетки місткістю 0.1, 0.5 і 0.2-1.0 ml (мл);
- мірний циліндр на 100 ml (мл);
- пробірки скляні.

Підготовка зразків

Кров для дослідження забирають з ліктьової вени в пластикову або силіконовану пробірку, що містить 3.2% розчин натрію лимоннокислого трьох заміщеного (цитрату натрію), співвідношення обсягів крові і цитрату натрію - 9:1. Кров центрифугують при 3000-4000 г/min (об/хв) (1200 g) протягом 15 min (хв). В результаті отримують бідну тромбоцитами плазму, яку переносять в іншу пробірку, де зберігають до проведення дослідження. Центрифугування має проводитися безпосередньо після взяття крові, а відбір плазми на дослідження - відразу ж після центрифугування. Не допускається аналіз плазми крові, що має згустки, гемоліз і отриманої більше 2 h (год) тому.

Перед проведенням аналізу всі досліджувані зразки розвести 0,85% фізіологічним розчином в 5 разів (0.1 ml (мл) зразка + 0.4 ml (мл) 0,85% фізіологічного розчину).

Підготовка реагентів

1. Дефіцитна плазма по фактору VIII. У флакон внести 1.0 ml (мл) дистильованої води і розчинити вміст при кімнатній температурі 18-25°C протягом 15 min (хв). Після відновлення реагент стабільний протягом 8 h (год) при 2-8°C.

2. Плазма калібрувальна. У флакон внести 1.0 ml (мл) дистильованої води і розчинити вміст при кімнатній температурі протягом 20 min (хв). Після відновлення реагент стабільний протягом 2 h (год) при 2-8°C.
3. АПТЧ-реагент готовий до застосування, перед використанням струснути.
4. Кальцію хлорид. готовий до застосування. Перед аналізом прогріти при 37°C. Повторне прогрівання розкритого флакону не рекомендується.
5. За допомогою фізіологічного розчину 0.85 % приготувати розведення плазми калібрувальної згідно з таблицею.

Схема розведення плазми калібрувальної

№ розведення	Активність фактора, %	Фізіологічний розчин 0.85%	Плазма калібрувальна
1	100	0.8 ml (мл)	0.2 ml (мл)
2	50	0.5 ml (мл)	0.5 ml (мл) розведення №1
3	25	0.5 ml (мл)	0.5 ml (мл) розведення №2
4	12.5	0.5 ml (мл)	0.5 ml (мл) розведення №3

Проведення аналізу

1. У кювету коагулометра внести 0.05 ml (мл) зразка, розведеної в 5 разів, або одного з розведень плазми калібрувальної.
2. Додати 0.05 ml (мл) плазми дефіцитної по фактору VIII.
3. Інкубувати при температурі 37°C протягом 2 min (хв).
4. Додати 0.05 ml (мл) АПТЧ-реагенту, що має температуру 37°C.
5. Інкубувати 5 min (хв).
6. Додати 0.05 ml (мл) кальцію хлориду 0.025 M, що має температуру 37°C.
7. Зафіксувати час згортання.
8. Визначити активність фактора VIII в плазмі пацієнта за допомогою калібрувальної кривої.

Прим. Об'єми реагентів та зразків можуть бути пропорційно змінені відповідно до робочого об'єму кювети використовуваного аналізатора.

Референтні величини

У нормі рівень фактора VIII знаходиться в діапазоні 50-150%.

Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізація реагентів, сироваток, тестових слайдів чи скляних пластин проводити згідно з чинним законодавством.

Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25°C. Допускається транспортування за середньодобової температури 37°C не більше 72 h (год).

Гарантія виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013 р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 18 mth (міс) з дня виготовлення набору.









Комплектація


	REF 8.024
Вміст	40 визн.
Дефіцитна плазма по фактору VIII	2 фл. x 1 ml (мл)
Плазма калібрувальна	1 фл. x 1 ml (мл)
АПТЧ-реагент	1 фл. x 2.5 ml (мл)
Кальцію хлорид 0.025 M	1 фл. x 2.5 ml (мл)



ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.
Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

Символи на продукції

 Виробник	Виготовлено: Дата виробництва	Придатно до: Термін придатності	Серія: Номер серії
 IVD Виріб медичний для діагностики in vitro	 Консультуйтеся з інструкцією із використання	 Знак відповідності Технічним регламентам	 Температурне обмеження
 Берегти від сонячного світла	 Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів	 REF Каталогний номер	


Активність фактора VIII, %

%	Сек.
100	
50	
25	
12.5	
6.25	
1.25	