



Інструкція з використання набору реагентів для визначення кількості комплементу С3 в сироватці або плазмі крові Комплемент С3-турбі СпЛ

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Тільки для професійного використання.

Принцип методу

Антилюдські антитіла до С3 при змішуванні зі зразками, що містять С3, утворюють нерозчинні комплекси. Ці комплекси викликають зміну абсорбції, залежну від концентрації С3 у зразку пацієнта, яку можна кількісно визначити шляхом порівняння з калібратором відомої концентрації С3.

Клінічне значення

С3 є функціональним зв'язком між класичним та альтернативним шляхами активації і є найбільш концентрованим компонентом системи комплементу в плазмі людини. Клітини печінки синтезують С3, хоча бактеріальні ендотоксини індують синтез моноцитами та фібробластами.

Концентрація С3 збільшується внаслідок гострофазової реакції (травма, хірургічне втручання або запальний процес), біліарної обструкції та вогнищового гломерулосклерозу. Зниження рівня С3 є наслідком генетичного дефіциту, який може збільшити ризик інфекцій, особливо з інкапсульованими бактеріями, або набутого дефіциту, який викликає судинні розлади та важкі інфекції.

Клінічний діагноз не повинен базуватися на одному показникові, необхідно враховувати клінічні та інші лабораторні дані.

Склад набору

1. **Реагент 1.** Трис буфер 20 mmol/l (ммоль/л), ПЕГ 8000 рН 8.3, консервант 0.95 g/l (г/л).
2. **Реагент 2.** Антитіла: анти-людський комплемент С3, рН 7,5, консервант 0.95 g/l (г/л).
3. Інструкція з використання.
4. Сертифікат якості.

Додаткові реагенти

СпЛ Калібратор Сироваткових білків постачається окремо.

Аналітичні характеристики

1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.238-4 g/l (г/л).
Відхилення від лінійності не перевищує 3%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:4 (в 5 разів) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на 5. Ефекту прозони не було виявлено при 1.5 g/l (г/л).
2. Чутливість не менш 0.238 g/l (г/л).
3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%.

Матеріал для дослідження

Сироватка або плазма крові з ЕДТА або гепарином. Досліджувані сироватки або плазми повинні бути ретельно відокремлені від формених елементів крові не пізніше, ніж через 1 h (год) після взяття крові. Уникайте використання мутних, ліпідних та гемолітичних зразків. Зразки з фібрином слід відцентрифугувати.

Зразки стабільні протягом 7 днів при 2-8°C або 3 місяці при -20°C.

Перелік необхідного устаткування

- Спектрофотометричне або колориметричне обладнання з довжиною хвилі 340 nm (нм).
- Термостатична баня 37 °С.
- Відповідні кювети з товщиною оптичного шару 1 cm (см).
- Загальне лабораторне обладнання.

Прим: Адаптації до напіваавтоматичних і автоматичних приладів надаються за запитом

Підготовка реагентів

Перед використанням набір витримати при кімнатній температурі протягом 30 min (хв).

Всі реагенти готові до використання.

Калібрувальна крива.

Помножити концентрацію калібратора на відповідний фактор, зазначений в таблиці нижче, щоб отримати концентрацію кожного розведення.

	1	2	3	4	5	6
Калібратор, μl (мкл)	-	10	25	50	75	100
NaCl 9 g/l (г/л), μl (мкл)	100	90	75	50	25	-
Фактор	0	0.1	0.25	0.5	0.75	1.0

Проведення аналізу

1. Умови вимірювання:

довжина хвилі 340 (320-360) nm (нм)

кювета з товщиною оптичного шару 1 cm (см)

температура 37 °C

2. Налаштувати прилад на нуль відносно дистильованої води.

3. Наповнення кювети: компоненти реакційної суміші відібрати та вносити в об'ємах, вказаних у таблиці.

	Стандартний зразок	Дослідний зразок
P1, μl (мкл)	800	800
Стандарт, μl (мкл)	10	-
Зразок, μl (мкл)	-	10
Перемішати, виміряти оптичну щільність (E1)		
P2, μl (мкл)	200	200

Прим. Об'єми реагенту, стандарту та зразку можуть бути пропорційно змінені відповідно до робочого об'єму кювети використовуваного аналізатора.

4. Перемішати, інкубувати протягом 2 min (хв).

5. Виміряти оптичну щільність (E2) стандарту та дослідного зразка.

Розрахунок результатів

$$\Delta E = E2 - E1$$

Побудувати калібрувальну криву. Концентрацію комплементу С3 у зразку обчислити по калібрувальній кривій.

Референтні величини

Грунтуючись на результатах досліджень, проведених лабораторіями, рекомендуємо користуватися нормами, приведеними нижче. Разом з тим, відповідно до правил GLP (Гарної лабораторної практики), кожна лабораторія повинна сама визначити для себе параметри норми, характерні для обстежуваної популяції.

Новонароджені: 0,700-1,96 g/l (г/л).

Дорослі: 0,9-1,8 g/l (г/л).

Відтворюваність

	CV, %		
	0.43 mg/l	1.19 mg/l	2.3 mg/l
Загальний	6.6	2.3	3.1
Внутрішньосерійна	0.9	0.8	0.8
Міжсерійна	3.7	2.2	1.8

Порівняння методів

Точність: результати отримані при використанні реагентів виробництва ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», при порівнянні з іншими комерційними реагентами (x) систематичних відхилень не виявлено.

Порівняння було проведено на 48 зразках.

Результати:

