

**Паспорт
Вода деіонізована**

Дата виготовлення

Термін придатності 1 міс.

Зберігати при 18-25°C, запобігаючи впливу сонячних променів.

Показник	Результати контролю
Об'єм, мл	100
Електричний опір при 25°C не менш, мОм/см	18.3
Концентрація загального органічного вуглецю не більш, ppb	3-8
Концентрація бактерій не більш, КУО/мл	1

Відповідає стандартам ASTM, CAP, NCCLS, ISO 3696. Ступінь 1.

Технологія очищення: іонний обмін, адсорбція, двухканальне фотоокислення (185 та 254 нм), адсорбція, 0.2 мкм фінальна фільтрація.
