



Інструкція
з медичного використання виробу
«Міоглобін контроль»
виробництва SPINREACT, S.A. Іспанія

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Призначення

Кількісне визначення міоглобіну. (Mb)

Контроль являє собою рідкий розчин міоглобіну людського походження, використовується для оцінки точності визначень міоглобіну в сироватці людини турбідиметричним методом.

Реагенти

Mb- контроль:

1. Людська Mb сироватка. З низькою концентрацією рівня Mb, яка зазначена на упаковці.

Попередження

Компоненти людського походження, які були протестовані і виявлені негативний вплив на наявність HBsAg, HCV і антитіла до ВІЛ (1/2). Зразки вважати потенційно інфікованими.

Зберігання і стабільність

Контроль є стабільним до дати закінчення терміну придатності, що зазначений на етикетці. Зберігати щільно закритим, дотримуватися температури 2-8°C та виключити забруднення під час використання.

Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності.

Призначений для використання в турбідиметрії.