

№	Скорочення	Повна назва	Одиниця
1	WBC	Кількість лейкоцитів	10 ⁹ cells/L
2	% LYM	Відсоток лімфоцитів	%
3	% MON	Відсоток моноцитів	%
4	% NEU	Відсоток нейтрофілів	%
5	% EOS	Відсоток еозинофілів	%
6	% BAS	Відсоток базофілів	%
7	LYM#	Кількість лімфоцитів	10 ⁹ cells/L
8	MON#	Кількість моноцитів	10 ⁹ cells/L
9	NEU#	Кількість нейтрофілів	10 ⁹ cells/L
10	EOS#	Кількість еозинофілів	10 ⁹ cells/L
11	BAS#	Кількість базофілів	10 ⁹ cells/L
12	RBC	Кількість еритроцитів	10 ¹² cells/L
13	HGB	Гемоглобін	g/L
14	HCT	Гематокрит (відносний обсяг еритроцитів)	%
15	MCV	Корпускулярний обсяг	fl
16	MCH	Корпускулярний гемоглобін	pg
17	MCHC	Корпускулярна концентрація гемоглобіну	g/L
18	RDW_CV	Ширина Розподілу Еритроцитів	%
19	RDW_SD	Ширина розподілу еритроцитів STDEV	fl
20	PLT	Кількість тромбоцитів	10 ⁹ cells/L
21	MPV	Обсяг тромбоцитів	fl
22	PDW	Ширина розподілу тромбоцитів	fl
23	PCT	Відсоток тромбоцитів	%
24	P_LCC	Велика кількість тромбоцитів	10 ⁹ cells/L
25	P_LCR	Великий відсоток тромбоцитів	%
26	RETIC	Ретикулоцити	%

27	RETIC_ABS	Абсолютне число ретикулоцитів	10 ⁹ /ul
28	IIRF	Незріла фракція ретикулоцитів	%
29	ALY%	Відсоток атипових лімфоцитів	%
30	ALY#	Кількість атипових лімфоцитів	10 ⁹ /L
31	LIC%	Відсоток великих незрілих клітин	%
32	LIC#	Кількість великих незрілих клітин	10 ⁹ /L
33	NRBC%	Відсоток ядровмісних еритроцитів	%
34	NRBC#	Кількість ядровмісних еритроцитів	10 ⁹ /L